

Specifiche tecniche BJ4200

Manipolo elettrico:	BJ4200
Elettrico:	SI
Multifunzione	SI
Peso (con batteria)	≤1000 gr
Velocita'	0-15000 rpm
Potenza	Alimentazione e batteria
Sterilizzabile:	Autoclavabile
Batteria:	BJ4001
Tecnologia	Ni-Mh
Inserimento/distacco:	Telescopico
Meccanismo di blocco	SI
Kit aseptico autoclavabile:	SI
Potenza min Batteria:	30-40 min
Caricatore:	BJ1002-4
Carica batteria simultaneo	4
Status batteria:	Indicator light
Alimentazione elettrica:	BJ4006+ BJ4007+BJ4008+BJ4009
Cavo manipolo:	2 pcs
Sterilizzazione	Autoclavabile
Lunghezza cavo manipolo	3500mm - 5000mm
Attacco oscillante:	BJ4201
Sterilizzazione:	Autoclavabile
Frequenza lama	15000 times/minute
Attacco reciproco:	BJ4209
Sterilizzazione	Autoclavabile
Frequenza lama	15000 times/minute
Attacco alesaggio	BJ4207B/4207D
Sterilizzazione	Autoclavabile
Velocita':	0-500 rpm
Velocita' regolabile	SI
Potenza output (a 250rpm)	7.8 Nm
Attacco fresatura	BJ4203B/4203D
Sterilizzazione	Autoclavabile
Velocita':	0-1000 rpm
Potenza output (a 1000rpm):	5 Nm
Attacco fresatura	BJ4202/4202SAO
Sterilizzazione	Autoclavabile
Velocita':	0-1100 rpm
Potenza output (a 1000rpm):	3.2 Nm
Attacco fili a K	BJ4213
Attacco fili a K	A (0.8-2.0 mm)